

Polymax 2040 (10° 倾斜角度)

P/N: 542-40010-05-1



- 大型摇床，最大负载能力10Kg
- 两种俯仰角选择: 5° 用于较为温和的振荡；10° 用于大幅度振荡
- 可适用于多种容器-培养皿，培养基瓶，锥形瓶等
- 转速范围2.5-50 rpm，连续可调，数字显示 -适用于培养皿振荡
- 计时器允许无人值守操作，可设置范围1至120分钟，到达设定时间 后，仪器声音提示并自动停止

Polymax 2040 (10° 倾斜角度)

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 20
允许的环境条件	5-31℃时，相对湿度最高80% 32-40℃时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	16 Kg
定时功能	是
转速范围	2.5 - 50 rpm
输入功率	115 W
尺寸 (w/d/h)	426 x 435 x 208 mm
最大负载	10 Kg
操作模式	定时器或连续
转速设定	电子控制
振幅	-
盘面大小	390 x 340 mm
标配配件	防滑橡胶垫
角度	10°
运动方式	波动