

Reax control

P/N: 541-11000-05-2



包括Reax Top全部特点，并且：

- 模拟调速控制钮可以准确设置转速
- 电子速度控制确保在非常低的速度和变化的负载下也能提供稳定的转速输出，让混匀更出色

Reax Control

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 22
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	2.8 Kg
定时功能	-
转速范围	0 - 2,500 rpm
输入功率	51 W
尺寸 (w/d/h)	134 x 172 x 105 mm
最大负载	-
操作模式	自动或连续
转速设定	模拟
振幅	5 mm
盘面大小	-
标配配件	-
角度	-
运动方式	振动