

## Reax 20 - 适用于4个瓶子 (2-32 rpm)

P/N: 541-20004-10-2



相似图片，仅供参考

- 模拟转速控制，速度范围2-32 rpm -非常适合废水分析
- 方便快捷固定容器
- 夹具适用容器：高度范围160-270mm，直径小于136mm

## Reax 20 - 适用于4个瓶子 (2-32 rpm)

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 21
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	23 Kg
定时功能	-
转速范围	2 - 32 rpm
输入功率	280 W
尺寸 (w/d/h)	490 x 520 x 465 mm
最大负载	30 Kg
操作模式	-
转速设定	电子控制
振幅	-
盘面大小	-
标配配件	-
角度	-
运动方式	翻转