

Unimax 2010

P/N: 542-10020-10-1



- 大型摇床，最高负载能力10Kg，可选双层支架，实现高通量处理
- 转速范围20-400 rpm，数字显示且连续可调
- 20mm 振幅可对敏感样品进行轻柔振荡，可放置培养皿和锥形瓶
- 计时功能允许无人值守操作，可设置范围1至120分钟，到达设定时间后，仪器声音提示并自动停止

Unimax 2010

过热保护	自动复位
防护等级DIN EN 60529	IP 20
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	16 Kg
定时功能	是
转速范围	20 - 400 rpm
输入功率	115 W
尺寸 (w/d/h)	426 x 435 x 135 mm
最大负载	10 Kg
操作模式	定时或连续
转速设定	数字
振幅	20 mm
盘面大小	390 x 340 mm
标配配件	防滑橡胶垫
角度	-
运动方式	圆周