

Promax 1020

P/N: 543-22332-07-1



- 中型摇床，最大负载能力5Kg
- 多种夹具可选
- 32 mm振幅适用于分液漏斗应用
- 转速范围30-250 rpm，连续可调，数字显示
- 可选配模块化培养箱系统，推荐用于65°C以内的控温实验
- 计时器允许无人值守操作，可设置范围1至999分钟，到达设定时间后，仪器声音提示并自动停止

Promax 1020

| | |
|------------------|---|
| 过热保护 | 自动复位 |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 40 |
| 允许的环境条件 | 5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50% |
| 重量 | 8 Kg |
| 定时功能 | 是 |
| 转速范围 | 30 - 250 rpm |
| 输入功率 | 50 W |
| 尺寸 (w/d/h) | 320 x 375 x 125 mm |
| 最大负载 | 5 Kg |
| 操作模式 | 定时器或连续 |
| 转速设定 | 数字 |
| 振幅 | 32 mm |
| 盘面大小 | 290 x 258 mm |
| 标配配件 | 防滑橡胶垫 |
| 角度 | - |
| 运动方式 | 往复 |