

Hei-VAP Expert



可以通过触摸屏输入数字从而准确设置旋转速度和加热锅温度，也可以在运转过程中直接旋转控制面板上的旋钮来调节。

- 5 “触摸屏中央控制面板
- 清晰显示所有参数（基本模式和增强模式）
- 定时功能、加热锅温度限定、多语言操作菜单和错误信息文本显示
- 相互独立的旋转转速和加热锅温度旋钮具有锁定功能，可防止意外重新调整直观的LED环形灯系统显示激活的功能，即使在远处也能清晰可见
- 集成溶剂库可建议通过调节外部真空控制器达到所需的真空度
- USB和Micro SD接口
- 蒸汽温度显示（可选件）
- 可升级到Hei-VAP Expert Control，包括真空控制和Hei-CHILL冷却循环水浴控制

Hei-VAP Expert

| | |
|---------------------|--|
| 显示屏 | 5"LCD显示屏 |
| 防护等级DIN EN 60529 | IP 20 |
| 允许的环境条件 | 5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50% |
| 升降 | 手动升降或电动升降 |
| 高度调节速度 | 手动升降：手动； 电动升降：25mm/s |
| 高度调整 | 155 mm |
| 马达 | 无刷直流电机，带电子速度控制 |
| 加热功率 | 1,300 W |
| 加热锅温度范围 | 20 – 210 °C |
| 加热锅温度精度 | ±1K |
| 过热保护 | PT 1000温度传感器，超过设定温度5°C，自动断电保护 |
| 加热锅温度设定 | 5"LCD显示屏 |
| 加热锅温度控制 | 电子/数字 |
| 二次过热，自动关机 | 250 °C |
| 加热锅材质 | V4A不锈钢 |
| 加热锅直径 | 255 mm |
| 加热锅体积 | 6 L |
| 显示蒸汽温度 | 是 |
| 显示蒸汽温度所需的配件 | 蒸汽温度传感器 |
| 集成真空控制器 | - |
| 定时器 | 是 |
| 程序编辑 | 是 |
| 电源 | 1,400 W |
| 不含玻璃组件的重量 | 15 kg |
| 含G3玻璃组件尺寸(w/d/h) | 手动升降：739 x 532 x 887 mm 电动升降：739 x 477 x 887 mm |
| 含G3 XL玻璃组件尺寸(w/d/h) | 手动升降：739 x 532 x 920 mm 电动升降：739 x 477 x 920 mm |
| 冷凝面积 | 1,400 cm ² |

技术参数

| | |
|---|-----------------------|
| XL冷凝器冷凝面积 | 2,200 cm ² |
| 最大蒸发瓶体积 | 5L |
| 转速范围 | 10 - 280 rpm |
| 集成Hei-CHILL冷却循环水浴控制器 | - |
| 真空程序Dynamic AUTOaccurate, 需要AUTOaccurate探针 | - |
| 溶剂数据库 | 是 |