

## Hei-Vac Valve Industrial

591-07210-05-1



- 该真空系统应用广泛，标配二级冷凝器和进气分离装置，可实现理想的溶剂回收效果。
- 具有抗化学腐蚀性。
- 抽气能力高达3.8 m<sup>3</sup>/h。
- 真空极限值可达1.5 mbar，运行噪音低，低振动。

## Hei-Vac Valve Industrial

极限真空度 (mbar)	无气镇: 1.5 / 带气镇: 3
最大抽速 (根据ISO 21360) (m <sup>3</sup> /h)	50hz: 3.4 , 60hz: 3.8
标配二级冷凝器	是
输入功率 (W)	250
重量 (kg)	17.3
尺寸 (无冷凝器)( W x D x H) (mm)	约 326 x 243 x 402
最大允许压力 (绝对值) (bar)	1.1
防护等级 (EN 60529)	IP 40
运行温度 (°C)	+10 - +40
存储温度 (°C)	-10 - +60
电机保护	过热保护, 手动复位